

STERILIZATION TYPE 2 BOWIE-DICK



EXPOSED



UNEXPOSED

WHAT IS BOWIE-DICK TEST PACK STEAM CHEMICAL INDICATOR?

This indicator is used to ensure the correct operation of the autoclave. This test is performed before the start of the working day and sterilization with a steam autoclave. The method of using this test is that first you have to place the test alone in the middle of the bottom shelf of the steam autoclave device and then adjust the device according to the Bowie-Dick test being used. The settings related to the Bowie Dickpackage test are temperature 134 degrees and time 3.5 minutes. If the test is successful, the device can be used to sterilize tools, otherwise the device is in trouble. This test can be archived and it can be archived along with the date of the test.

تست بووی دیک پکی

این اندیکاتور برای اطمینان از صحت عملکرد دستگاه اتوکلاو مورد استفاده قرار می گیرد. انجام این تست قبل از شروع روز کاری و انجام عمل استریلیزاسیون با دستگاه اتوکلاو بخار صورت می گیرد. روش استفاده از این تست بدین شکل می باشد که ابتدا باید تست را به تنهایی در وسط قفسه پایینی دستگاه اتوکلاو بخار قرار داده و سپس دستگاه را متناسب با تست بووی دیک مورد استفاده تنظیم کنید. تنظیمات مربوط به تست بووی دیک پکی دمای ۱۳۴ درجه و زمان ۳٫۵ دقیقه می باشد. در صورتی که تست موفقیت آمیز باشد می توان از دستگاه برای استریل کردن ابزارها استفاده کرد و در غیر اینصورت دستگاه دچار مشکل می باشد. این تست قابل بایگانی بوده و می توان آن را به همراه تاریخ انجام تست بایگانی کرد.

ویژگیها:

مطابق با استاندارد EN ISO 11140
تاریخ تولید و انقضا. روی هر اندیکاتور
تغییر رنگ از زرد به مشکی / قهوه ای تیره
مقرن به صرفه
یکبار مصرف

QUICK TIPS! Unused indicators should be stored in their original packaging.

اندیکاتورهای استفاده نشده را در بسته بندی مخصوص خود نگهداری کنید.

QUICK TIPS! Store at room temperature (10-38°C) and 10-70% humidity, away from oxidizing agents, disinfectants, and other liquids.

در دمای اتاق (۳۸ - ۱۰ درجه سانتی گراد) و رطوبت ۷۰٪ - ۱۰ و دور از عوامل اکسید کننده، ضد عفونی کننده و سایر مایعات نگهداری شود.

QUICK TIPS! Keep out of direct sunlight. No special storage required post-sterilization.

دور از نور خورشید نگهداری شود. پس از استریل نگهداری آن شرایط ویژه ای ندارد.



Tel: +982141269999
info@krinmed.com
www.krinmed.com



Khosrow 50
South Villa
Tehran - Iran



Made in Iran
by Krinmed Inc
member of AltonTeb group