



**EXCELLENT ELITE PROCESS
KRINMED INC.
COMPANY**

STERILIZATION TYPE 5 CHEMICAL INDICATOR



EXPOSED



UNEXPOSED

WHAT IS TYPE 5 STEAM CHEMICAL INDICATOR?

The Class 5 Multi-Purpose Steam Chemical Indicator with Adhesive Backing is designed for use in steam sterilizers operating at 121 or 134°C. When used as directed, the color change of the chemical indicator indicates that the steam sterilization conditions are correct. The difference between Class/Type 5 and Type 6 indicators is how they operate in a steam autoclave. Type 5 indicators measure steam, temperature, and time parameters simultaneously, while Type 6 measures these parameters independently. It can be said that Type 5 can be considered as a temporary substitute if a biological indicator is not available.



Unused indicators should be stored in their original packaging.



Store at room temperature (10-38°C) and 10-70% humidity, away from oxidizing agents, disinfectants, and other liquids.



Keep out of direct sunlight. No special storage required post-sterilization.

اندیکاتور شیمیایی کلاس ۵ بخار

اندیکاتور شیمیایی کلاس ۵ بخار چند منظوره پشت چسبدار برای استفاده در دستگاه استریلیزاسیون بخار که در دمای ۱۲۱ یا ۱۳۴ درجه سانتیگراد کار می کند، طراحی شده است. در صورتیکه اندیکاتور طبق دستورالعمل مورد استفاده قرار گیرد، تغییر رنگ اندیکاتور شیمیایی نشان دهنده درست بودن شرایط استریلیزاسیون بخار است. تفاوت اندیکاتور کلاس ۵ با ۶ در نحوه عملکرد آن در اتوکلاو بخار است. اندیکاتور کلاس ۵ پارامترهای بخار، دما و زمان را همزمان اندازه گیری میکند در حالیکه در کلاس ۶ این پارامترها مستقل اندازه گیری میشوند. میتوان گفت در صورتیکه اندیکاتور بیولوژیکال در دسترس نباشد میتواند از کلاس ۵ به عنوان جانشین موقت نگاه کرد.

ویژگیها:

بدون هیچگونه سرب و دیگر فلزات سنگین
نوار یکبار مصرف
پشت چسبدار
مقرون به صرفه
مطابق با استاندارد EN ISO 11140
تاریخ تولید و انقضاء روی هر اندیکاتور
بسته بندی شده در کیسه آلومینیومی زیپ دار
ضد آب
تغییر رنگ از زرد به مشکی / قهوه ای تیره

اندیکاتورهای استفاده نشده را در بسته بندی مخصوص خود نگهداری کنید.



در دمای اتاق (۳۸ - ۱۰ درجه سانتی گراد) و رطوبت ۷۰٪ - ۱۰ و دور از عوامل اکسید کننده، ضد عفونی کننده و سایر مایعات نگهداری شود.



دور از نور خورشید نگهداری شود. پس از استریل نگهداری آن شرایط ویژه ای ندارد.



Tel: +982141269999
info@krinmed.com
www.krinmed.com



Khosrow 50
South Villa
Tehran - Iran



Made in Iran
by Krinmed Inc
member of AltonTab group

STEAM