



EXCELLENT ELITE PROCESS
KRINMED INC.
COMPANY

STERILIZATION TYPE 6 CHEMICAL INDICATOR



EXPOSED



UNEXPOSED

WHAT IS TYPE 6 STEAM CHEMICAL INDICATOR?

Class 6 steam chemical indicator is one of the most widely used indicators and is designed for use in steam sterilizer devices that work at 121 degrees Celsius - 18 minutes and 134 degrees Celsius - 4 minutes. This indicator confirms the presence or absence of specific temperature and time parameters during a cycle and controls all the vital parameters of the steam sterilization cycle such as: temperature, pressure, time and steam and if it has all the conditions related to sterilization. And if the sterilization process is done correctly, the color will change and the yellow bar on the indicator will change to black or dark brown.



Unused indicators should be stored in their original packaging.



Store at room temperature (10-38°C) and 10-70% humidity, away from oxidizing agents, disinfectants, and other liquids.



Keep out of direct sunlight. No special storage required post-sterilization.

اندیکاتور شیمیایی کلاس ۶ بخار

اندیکاتور شیمیایی کلاس ۶ بخار یکی از پرمصرف ترین اندیکاتورهای می باشد و برای استفاده در دستگاه های استریلایزر بخار که در دمای ۱۲۱ درجه سانتیگراد - ۱۸ دقیقه و ۱۳۴ درجه سانتیگراد - ۴ دقیقه کار می کنند، طراحی شده اند. این اندیکاتور وجود یا عدم وجود پارامترهای دما و زمان خاص را در طول یک سیکل تایید می کند و تمام پارامترهای حیاتی سیکل استریلیزاسیون بخار مانند: دما، فشار، زمان و بخار را کنترل کرده و در صورتی که تمام شرایط مربوط به استریلیزاسیون را دارا باشد و عمل استریلیزاسیون به درستی انجام پذیرد تغییر رنگ داده و نوار زرد موجود بر روی اندیکاتور به رنگ مشکی یا قهوه ای تیره تغییر خواهد کرد.

ویژگیها:

بدون هیچگونه سرب و دیگر فلزات سنگین
یکبار مصرف
پشت چسب دار با قابلیت مستند سازی
مقرون به صرفه
مطابق با استاندارد EN ISO 11140
تاریخ تولید و انقضاء برای هر اندیکاتور
بسته بندی شده در کیسه آلومینیومی زیپ دار
ضد آب
تغییر رنگ از زرد به مشکی/ قهوه ای تیره

اندیکاتورهای استفاده نشده را در بسته بندی مخصوص خود نگهداری کنید.



در دمای اتاق (۳۸ - ۱۰ درجه سانتی گراد) و رطوبت ۷۰٪ - ۱۰ و دور از عوامل اکسید کننده، ضد عفونی کننده و سایر مایعات نگهداری شود.



دور از نور خورشید نگهداری شود.
پس از استریل نگهداری آن شرایط ویژه ای ندارد.



Tel: +982141269999
info@krinmed.com
www.krinmed.com



Khosrow 50
South Villa
Tehran - Iran



Made in Iran
by Krinmed Inc
member of AltonTab group

STEAM