



**EXCELLENT ELITE PROCESS  
KRINMED INC.  
COMPANY**

## STERILIZATION TYPE 5 ETO CHEMICAL INDOCTOR



**EXPOSED**



**UNEXPOSED**

### WHAT IS

### TYPE 5 ETO CHEMICAL INDICATOR?

Ethylene oxide class 5 chemical indicator is used to monitor ethylene oxide sterilization processes. If this indicator is used for sterilization, ethylene oxide sterilizer should be used. If there is a suitable concentration of ethylene oxide at the specified temperature and time, the strip on this indicator will change from cream to black, which indicates it indicates the success of the desired cycle, otherwise the cycle has encountered an error and the sterilization process must be repeated.

**QUICK TIPS!** Unused indicators should be stored in their original packaging.

**QUICK TIPS!** Store at room temperature (10-38°C) and 10-70% humidity, away from oxidizing agents, disinfectants, and other liquids.

**QUICK TIPS!** Keep out of direct sunlight. No special storage required post-sterilization.

اندیکاتور شیمیایی کلاس ۵ اتیلن اکساید

از اندیکاتور شیمیایی کلاس ۵ اتیلن اکساید برای نظارت بر فرایندهای استریل کردن اتیلن اکساید استفاده می شود. در صورتی که این اندیکاتور برای عمل استریلیزاسیون بکار برود باید از استریلایزر اتیلن اکساید استفاده کرد. در صورت وجود غلطت مناسب اتیلن اکساید در دما و زمان تعیین شده نوار موجود بر روی این اندیکاتور از رنگ کرم به رنگ مشکی تغییر خواهد کرد که این امر نشان دهنده موفقیت آمیز بودن سیکل مورد نظر می باشد و در غیر این صورت سیکل با خطأ مواجه شده و باید مجدداً عمل استریلیزاسیون تکرار شود.

ویژگیها:

بدون هیچگونه سرب و دیگر فلزات سنگین  
نوار یکبار مصرف  
پشت چسبدار  
مقرنون به صرفه  
مطابق با استاندارد EN ISO 11140  
تاریخ تولید و انقضای روى هر اندیکاتور  
بسـتـه بـنـدـی شـدـه در یـکـ کـیـسـهـ آلـومـینـیـومـیـ  
زـیـپـ دـارـ ضـدـ آـبـ  
تـغـیـیرـ رـنـگـ اـزـ کـرمـ بهـ مشـکـیـ

اندیکاتورهای استفاده نشده را در بسته بندی مخصوص خود نگهداری کنید.

در دمای اتفاق (-38° - 10°) درجه سانتی گراد) و رطوبت (70% - 10%) دور از عوامل اکسید کننده، ضد عفونی کننده و سایر مایعات نگهداری شود.

دور از نور خورشید نگهداری شود.  
پس از استریل نگهداری آن شرایط ویژه ای ندارد.



Tel: +982141269999  
info@krinmed.com  
www.krinmed.com



Khosrow 50  
South Villa  
Tehran - Iran



Made in Iran  
by: Krinmed Inc  
member of AltonTeb group